

# MUCAMBO®

## Sensifree - ref: 115 POWDER FREE

### LUVA CIRÚRGICA ESTERILIZADA – SENSIFREE – REF. 115

Luva cirúrgica esterilizada produzida à base de látex natural e revestida com POLIMERO SINTÉTICO, SEM PÓ BIOABSORVÍVEL e formato anatômico. É recomendada para os profissionais que apresentam predisposição a reações alérgicas que estejam relacionadas ao pó lubrificante.

- ✓ Sensibilidade tátil e conforto garantidos;
- ✓ Boa resistência ao calçar;
- ✓ Punho devidamente identificado e dobrado de acordo com padrões hospitalares;
- ✓ Identificação de luva direita e esquerda na parte externa.

### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- **Material:** látex natural;
- **Tamanhos:** 6,5 – 7,0 – 7,5 – 8,0 – 8,5;
- **Espessura média:** 0,22 mm;
- **Comprimento médio:** 28 cm;
- **Lubrificante:** isenta de pó bioabsorvível;
- **Esterilização:** feixe de elétrons ou raios gama;
- **Embalagem:** embalagem com 1 par; caixa com 200 pares;
- **Validade e Esterilidade do produto:** assegurada por O3 (três anos), enquanto a embalagem não for aberta, danificada ou molhada.

Para informações sobre desempenho e indicações de uso, fale conosco: [www.mucambo.com.br](http://www.mucambo.com.br)



### INSTRUÇÕES DE CERTIFICAÇÃO

Fabricada por Mucambo S/A, conforme a NBR ISO 10282:2014 – Registro no Ministério da Saúde sob o N° 10092410045 e Certificado de Autorização pelo Ministério do Trabalho e Emprego sob o N°. 8537. ISO 9001:2015 – CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA ANVISA/INMETRO (RDC N°s 55/2011 – 94/2016E PORTARIAS N°s 332/2012 – 451/2012 – 194/2018).

Contém o tamanho, tipo de esterilização (Raio Gama – Cobalto 60 ou Feixe de Elétrons), data de validade, lote, registro no Ministério da Saúde/ANVISA e Certificado de Aprovação pelo Ministério do Trabalho, atendendo integralmente a Legislação Brasileira e Código de Defesa do Consumidor.

### INSTRUÇÕES DE USO E CONSERVAÇÃO

1. Abrir a embalagem externa de forma asséptica, de cima para baixo;
2. Abrir o envelope (papel grau cirúrgico), com as pontas dos dedos;
3. Pegar pela face interna uma das luvas e vestir a mão oposta;
4. Com a mão ainda despida, pegar a outra luva também pelo punho e enfiar os dedos das mãos já calçadas na dobra do punho, e pela face palmar, calçar a outra mão;
5. Com ambas as mãos enluvadas, ajustar as luvas. Primeiro ajustando os dedos e depois cobrir o avental cirúrgico com o punho da própria luva;
6. Este produto deve ser conservado em área arejada, protegido de luz solar, fonte de calor e umidade;
7. Produto de Uso Único – Destruir após o uso.